



Инструкция по установке прибора «Тенториум Тест»:

1. Перейдите по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0Bx2L_FLT6XYzWUhCZTBhTVA2R28/view .
2. Скачайте файл.




3. Откройте файл в папке «Загрузки» (или другой выбранной для загрузки файлов).




4. Двойным кликом на Приложение запустите установку Приложения.


5. Во всплывающем окне предупреждения от Windows нажмите кнопку «Подробнее», а затем «Выполнить в любом случае».




6. На запрос о разрешении сносить изменения на жесткий диск нажмите кнопку «Да».




7. Далее выберите необходимый язык, на котором будет показываться информация при использовании Приложения.




8. Выберите папку для установки программных файлов/оставить предложенную по умолчанию и нажмите «Далее».




9. На предложение во всплывающем окне на создание ярлыка в кнопке «Пуск» нажмите «Далее».




10. В следующем всплывающем окне нажмите кнопку «Установить», в случае уверенности во всех настройках, или «Назад», чтобы проверить и изменить настройки.
- В случае клика на кнопку «Назад» проводит все действия, начиная с п.7.
 - В случае клика на «Установить» идёт загрузка данных, установка Приложения. (Занимает несколько минут).




11. В приветственном окне на английском языке выберите кнопку «Next».



12. В следующем окне «Завершение мастера настройки и установки
- Отжать галочку «Запустить программу» и закрыть программу.
 - Оставить галочку «Запустить программу» и начать работать в программе.



13. В окне «Мастер установки драйверов для подключения приборов» нажать «Далее» для возможности подключения прибора «Тенториум Тест».



14. Драйверы приборов успешно установлены, можно начать работу с прибором и приложением «Тенториум Тест».

